


ICS 11.100

C 44



中华人民共和国医药行业标准

YY/T 1168—2009

巧克力琼脂基础培养基

Chocolate agar base medium

2009-12-30 发布

2011-06-01 实施

国家食品药品监督管理局 发布

前　　言

本标准全部技术条款为推荐性。

本标准是在参考《中华人民共和国药典》(2005年版)基础上,结合中国国情及实际情况和要求而制定。

本标准附录A为规范性附录。

本标准由国家食品药品监督管理局提出。

本标准由全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会归口。

本标准由中国药品生物制品检定所负责起草。

本标准主要起草人:曲守方、刘艳、孙彬裕、高尚先。

巧克力琼脂基础培养基

1 范围

本标准规定了巧克力琼脂基础培养基的质量要求、检验方法、使用说明、标志、标签以及包装、运输、贮存。

本标准适用于巧克力琼脂基础培养基。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志

中华人民共和国药典

JJF 1070—2000 定量包装商品净含量计量检验规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

培养基 culture medium

培养基是指由人工方法配合而成的，专供微生物培养、分离、鉴别、研究和保存使用的混合营养物制品。

3.2

质控菌株 quality control strain

质控菌株通常指用于培养基质量控制和性能测定的微生物。

3.3

菌落形成单位 colony forming unit, cfu

菌落形成单位是指在活菌培养计数时，由单个菌体或聚集成团的多个菌体在固体培养基上生长繁殖所形成的集落，以其表达活菌的数量。

4 培养基参考配方

单位：g/L

参考配方一[脑心浸液琼脂基础培养基(BHIA)]

脑心浸出粉	8.0
磷酸氢二钠	2.5
月示胨	10.0
葡萄糖	2.0
氯化钠	5.0
琼脂	15.0

参考配方二(血琼脂基础培养基)

胰酪蛋白胨	7.5
蛋白胨	7.5
肝浸出粉	2.5
氯化钠	5.0
琼脂	12.0

以上参考配方中琼脂的含量均可根据凝胶强度适当调节。

5 质量要求

5.1 理化要求

5.1.1 外观

应为均一的淡黄色粉末。

5.1.2 装量

应不低于标示量。

5.1.3 pH 值

灭菌后,20℃~25℃时,该培养基 pH 值应为 7.4±0.2。

5.1.4 干燥失重

应不超过 6.0%。

5.2 生长试验

培养基接种流感嗜血杆菌及脑膜炎奈瑟菌,应生长。

6 检验方法

6.1 理化检验

6.1.1 外观

采用目测法,在自然光线明亮处目视,应符合 5.1.1 的规定。

6.1.2 装量

按 JJF 1070—2000,使用通用量具,测定装量,应符合 5.1.2 的规定。

6.1.3 pH 值

按使用说明配制培养基,灭菌后,在 20℃~25℃时,按《中华人民共和国药典》pH 值测定法或其他适宜固体培养基检测的 pH 计测定,应符合 5.1.3 的规定。

6.1.4 干燥失重

按《中华人民共和国药典》干燥失重测定法测定,应符合 5.1.4 的规定。

6.2 生长试验

按附录 A 试验方法进行,结果应符合 5.2 的规定。

7 使用说明书

使用说明至少应当具有下列内容:

- a) 产品名称、规格；
- b) 配方；
- c) 用途；
- d) 使用方法；
- e) 注意事项；
- f) 贮存条件与失效期；
- g) 生产单位名称、联系方式。

8 标志与标签

标志与标签至少应当具有下列内容：

- a) 执行标准号
- b) 产品注册证号；
- c) 产品名称、规格、数量、批号；
- d) 制造厂名称、商标和厂址；
- e) 贮存条件和失效期。

9 包装、运输、贮存

9.1 包装

包装储运图示标志应符合 GB/T 191 的规定。包装容器应保证密封性良好，不易破碎。

9.2 运输

培养基在运输过程中，应防潮，应防止重物堆压，避免阳光直射和雨雪浸淋，防止与酸碱物质接触，防止内外包装破损。

9.3 贮存

产品应置阴凉干燥处贮存。

附录 A
(规范性附录)
巧克力琼脂基础培养基生长试验方法

A.1 质控菌株

流感嗜血杆菌(*Haemophilus influenzae*) ATCC 10211

脑膜炎奈瑟菌(*Neisseria meningitidis*) ATCC 13090

培养基生长试验可采用上述菌株或其他等同的标准菌株,所用的菌株传代次数不得超过5代(从菌种保存中心获得的冷冻干燥菌种为第0代),并采用适宜的菌种保藏技术,以保证试验菌株的生物学特性。

不应同时操作2个以上菌株。

A.2 方法

A.2.1 无菌操作要求

培养基生长试验应严格遵守无菌操作,防止微生物污染。

稀释液、培养基、实验器具等灭菌时,应按照中华人民共和国药典中灭菌法的要求,采用验证合格的灭菌程序灭菌。

A.2.2 菌种复苏

启开流感嗜血杆菌和脑膜炎奈瑟菌菌种,用0.9%无菌氯化钠溶液0.3mL制成菌悬液,加至巧克力琼脂斜面培养基中,36℃±1℃培养18 h~24 h。

A.2.3 菌种传代

取1mL上述复苏后的流感嗜血杆菌和脑膜炎奈瑟菌新鲜培养物,加至巧克力琼脂斜面培养基中,36℃±1℃培养18 h~24 h。

A.2.4 菌种增菌培养

接种上述传代后的流感嗜血杆菌和脑膜炎奈瑟菌的新鲜培养物至巧克力琼脂斜面培养基中,36℃±1℃培养18 h~24 h。

A.2.5 菌悬液制备

将上述增菌培养后的流感嗜血杆菌和脑膜炎奈瑟菌的新鲜培养物分别用0.9%无菌氯化钠溶液稀释,经比浊后制成每1mL含菌数约相当于100cfu~1000cfu的菌悬液。

A.2.6 培养基接种

用蒸馏水或去离子水按说明上的浓度配制待检巧克力琼脂培养基基础,121℃高压灭菌15 min后,冷却至45℃~50℃左右,加入7%~10%无菌脱纤维兔血或马血,混匀,置于85℃水浴中10 min~15 min加热,在加热过程中应轻轻摇动,使血液的色泽由鲜红色变成巧克力色,冷却至50℃左右,迅速在每个平皿(直径为90mm)中加入约15mL~20mL,待冷却至室温凝固后进行检测。

检测时,每个平皿加入0.1mL上述菌悬液。每种质控菌株接种2个平皿,并用1个未接种的培养基平皿做空白对照。置36℃±1℃环境中,流感嗜血杆菌培养18 h~24 h,置36℃±1℃在5%~8%CO₂环境中,脑膜炎奈瑟菌培养18 h~24 h。观察菌落生长情况,并记录结果。结果应符合5.2的要求。

参 考 文 献

- [1] GB 9969.1.—1998 工业产品使用说明书 总则
 - [2] 陈天寿主编. 微生物培养基的制造与应用. 北京:中国农业出版社,1995 年
-

中华人民共和国医药

行业标准

巧克力琼脂基础培养基

YY/T 1168—2009

*

中国医药科技出版社出版发行

北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮政编码:100082

网址 www.cmstp.com

电话:发行:010—62227427 邮购:010—62236938

三河市腾飞印务有限公司印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 14 千字

2011 年 5 月第一版 2011 年 5 月第一次印刷

*

书号:145067·82 定价 15.00 元

如有印装差错 由本社发行部调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)62214756